






Сравнительный анализ топовых моделей анализаторов состава тела TANITA

(+371) 29725476

ул.Кр.Валдемара
36, Рига, e-майл:
aptieka@ros.lv

	Tanita BC351	Tanita BC 601	Tanita BC 545N	Tanita SC 330	Tanita MC780
					
особенности модели	самые тонкие в мире анализаторы состава тела (15 мм)	карта памяти в комплекте	автораспознавание	интегрированный термопринтер	Широкие анализ различных показателей при использовании программы GMON MED
Цена	194,00€	225,00€	240,00€	1 999,00€	5 500,00€
измерение содержания воды	Общее, %	Общее, %	Общее, %	Общее, измерение в %	общее, внутриклеточная жидкость, внеклеточная жидкость (кг, %)
измерение содержания жира	Общее, %	общий, посегментный, %	общий, посегментный, %	Общее, %	общее, посегментное содержание (кг, %); безжировая масса (кг), распределение жира в теле (%), оценка жировой массы
расчет уровня висцерального жира	+	+	+	+	+
расчет костной массы (минеральной)	+, кг	+, кг	+	+	+
измерение мышечной массы	Общее, кг	Общее, посегментный, кг	Общее, посегментный, кг	Общее, кг.	общее, посегментное определение (кг, %), оценка мышечной массы, оценка мышц ног
определение метаболического возраста	12—99 лет	12—99 лет	12—99 лет	12-99 лет	12—99 лет

измерение основного обмена (BMR)	+	-	+,ккал	+,ккал	+, ккал
расчет рекомендуемого дневного рациона ккал (DCI)	—	+,ккал	-	—	—
индекс массы тел	—	—	+	—	—
оценка физического рейтинга	+	-	+	-	—
Доп.функции	функция Гость, Атлет, Только вес, Автоотключение	функция Гость, Атлет, Только вес, Автоотключение	функция Гость, Атлет, Только вес, Автоотключение	функция "Тара", функция Атлет, функция Только вес, целевой % жира	функция "Тара", функция Атлет, функция Только вес, оценка физического рейтинга, целевой % жира
измерение веса	2,5-150 кг	2-150 кг	2-150 кг	2-270 кг	2-270 кг
возрастной диапазон	с 5-17 (для детей) с 18—99 лет (для взрослых)	с 5-17 (для детей) с 18—99 лет (для взрослых)	с 5—17 лет (для детей) с 18-99 (для взрослых)	с 5-17 (для детей) с 18—99 лет (для взрослых)	с 5-17 лет(для детей) с 18-99 лет (для взрослых)
память	вызов предыдущих показателей	на 4 человека + SD карта ,вызов предыдущих показателей	на 5 человек, вызов предыдущих данных, последнего показателя, средненедельных показателей, среднемесячных показателей.	на ПК	SD карта (для отображения результатов пользователей на компьютере необходимо программное обеспечение GMON MED)
печать результатов	—	—	—	интегрированный термопринтер (от 0-3) или печать через ПК	прямое подключение принтера с поддержкой технологии PictBridge, печать результатов через цветной принтер
связь с компьютером	—	—	—	интерфейс RS232C	интерфейс RS232C,USB
питание	CR2032 — 2 шт	AA — 4 шт	AA — 4 шт	AC 220 V	AC 100- 240 V
гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года
производство	Япония	Япония	Япония	Япония	Япония
Недостатки	Нет возможности посегментного анализа различных частей тела	Программное обеспечение, записанное на SD-карте, которое облегчает структурирование данных - только на английском языке	Функция памяти только на 4-х человек, Нет возможности переноса данных на компьютер с целью автоматического анализа результатов.	Для размещения панели управления необходимо использовать какую-то дополнительную поверхность.	Многие показатели возможно анализировать только с помощью специальной программы GMON

Преимущества	Самые тонкие в мире	Автоматически сохраняют все данные на SD-карту (входит в комплект). Данные с карты в формате excel могут быть загружены на компьютер	Профессиональные возможности по цене бытового прибора. Легко пользоваться и легко переносить.	Профессиональные анализаторы состава тела отличающиеся более доступной (по сравнению с остальными моделями профессиональной линейки) ценой Выдерживают вес до 270 кг, заводская калибровка на 300 000 взвешиваний! Имеется как связь с компьютером, так и автоматическая выдача всех результатов на печать в виде чека	Профессиональные анализаторы состава тела с детальным анализом различных показателей. В помощь - специальная программа GMON
Рекомендуются	Для домашнего использования. Систематически анализируя результаты Вы сможете подобрать наиболее эффективную диету или фитнес-программу	Для домашнего использования. Для небольших медицинских центров, фитнес-клубов, SPA-центров	Для домашнего использования. Систематически анализируя результаты Вы сможете подобрать наиболее эффективную диету или фитнес-программу	Профессиональные анализаторы состава тела отличающиеся более доступной (по сравнению с остальными моделями профессиональной линейки) ценой Выдерживают вес до 270 кг, заводская калибровка на 300 000 взвешиваний! Имеется как связь с компьютером, так и автоматическая выдача всех результатов на печать в виде чека. Рекомендуется для фитнес-клубов, медицинских центров, салонов красоты	Профессиональные анализаторы состава тела. Для использования в специализированных медицинских центрах
	Tanita BC351	Tanita BC 601	Tanita BC 545N	Tanita SC 330	Tanita MC780

Медицинский центр ROS

Моб.тел.: (+371) 29725476

е-майл: aptieka@ros.lv

ул.Кр.Валдемара 36, Рига, LV-1010

Время работы: 09.00 - 18.00